



MOM INSPIRED. HOSPITAL TRUSTED.

Personlig Brystpumpe

Et fornuftig valg for rask, enkel og effektiv brystpumping.

Lactaline™ Dobbel elektrisk brystpumpe

- Separat suge og hastighetskontroll tillater CustomControl™
Dobbel justering lar mor velge det beste nivå for hennes melkestrøm og komfort. Dette skaper en flerfaset pumpeopplevelse.
- Airlock Protection™ forebygger luftstrøm mellom utdrevet melk og pumpe slanger under pumping.
- Praktiske opsjoner for strømforsyning:
AC adapter, AA batterier eller opsjon 12V billader

Inkluderer:

- Lactaline elektrisk brystpumpe
- Dobbel Hygiene pumpe sett
Fritt for BPA og EDHP
- AC adapter EU/Norge



Pumpset
without BPA

Kjøp Lactaline™ brystpumpe

Kr. 1 895,- inkludert frakt.



Biskop Jens Nilssønsgt. 5
0659 OSLO

Telefon: 23 03 63 70
epost: info@avalon-medical.no
www.avalon-medical.no

Spesifikasjoner:

Model nummer	17080EB
Strømforsyning	EU
Minimum ordre antall.	1 stk
Innhold pr ordre	1 stk
Produkt dimensjon (cm)	14.0L x 22.9B x 22.2H
Produkt vekt (kg)	1.8
Eske dimensjoner (cm)	15.2L x 25.4W x 25.4H
Eske vekt (kg)	1.8
Type emballasje	Retail Box SE - DK - NO - FI

Avalon Medical AS er autorisert norsk distributør av Amēda Lactaline™ Dobbel elektrisk brystpumpe. Kontakt oss for salg og service.