



Welch Allyn FlexiPort™ blodtrykksmansjetter til flergangsbruk

En mansjett som er utviklet med den riktige prioriteringen: deg og pasientene.

FlexiPort™

-mansjetter til flergangsbruk

Ekte standardisering i en hånd vending.

Lang levetid, enkel bruk, prisgunstig: Welch Allyn's blodtrykksmansjetter er det naturlige valget for sykehus og klinikker verden over. Hvorfor? Kun Welch Allyn kan tilby så å si alle typer, størrelser, og aspekt av mansjetter, noe som forenkler lagerbeholdningen, som ingen andre leverandører kan. Pga. den nyskapende FlexiPort koblingen, gjør man hver enkelt mansjett til om en to rørs mansjett.

- Enkel å ta av/på slanger med bare én hånd fra FlexiPort gjør det mye enklere å bytte mansjetter
- Testet for å tåle krevende kliniske miljø
- 3 års garanti
- Oppfyller alle de nyeste kliniske forskriftene for riktig passform fra AAMI og AHA
- Standardising kan redusere artikkelnumre opptil 60 %



Den patenterte FlexiPort teknologien tillater at man kan benytte den i så å si alle pasientområder




Ingen sydde sømmer som kan rakne eller løsne.

Antimikrobisk belegg hindrer fremvekst av mugg og bakterier

Hva er FlexiPort?

FlexiPort tilpasningen sørger for en-punkts kobling mellom apparatet og mansjetten, som igjen kan gjøre om hvilken som helst enkelt mansjett til en to-punkts mansjett.



Dreibar koblingsport reduserer belastningen på mansjettslange og port, øker pasientens komfort og mansjettens slitestyrke



De forskjellige størrelsene er fargekodet for å gjøre det enklere finne den riktige mansjettstørrelsen.

Lateksfritt materiale reduserer risikoen for allergi reaksjoner

Foldekant reduserer risikoen for kutt og skraper og øker pasientens komfort

Den riktige mansjetten. De riktige slangene. Til riktig tid.


Den unike FlexiPort-koblingen muliggjør for første gang en virkelig standardisering i hele institusjonen. FlexiPort gjør det enklere å finne den riktige mansjetten og størrelsen, man slipper frustrasjonen ved å eliminere slange og koblinger.





Høykvalitets Velcro®-borrelås

Delenumre trykt på mansjetten



Forenkler lagerbeholdningen ved å redusere artikkelnumre.

Straks disse er koblet til ditt blodtryksapparat, kan du kjøpe mansjetter uten tuber og koblinger – og redusere artikkelnumrene med opptil 60%

		Alternativ 1	Alternativ 2							
		Koble de ovennevnte tilpasningene direkte til ditt nåværende apparat	Kjøp FlexiPort-mansjetter med slanger og koblinger som passer til dine blodtryksapparater. Du trenger ikke foreta tilpasninger.							
		Ingen slange eller kobling nødvendig	En slange				To slanger			
		FlexiPort	Skrue	Trippelfunksjon	Låsing	Bajonett	Skrue	Låsing*	Trippelfunksjon og tom slange	Oppblåsning
Hver enkelt størrelse	Rekkevidde									
Små barn (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Spedbar (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Lite barn (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Barn (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Liten voksen (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Voksen (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Lang voksen (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Stor voksen (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Stor og høy voksen (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Lår (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* For en han og en hun kobling, endre "MQ" og "MF" på delenumrene

For mer informasjon, kontakt din lokale Welch Allyn representant eller gå inn på www.welch.allyn.com

Welch Allyn Customer Services
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: +353 46 90 67790
Fax: +353 46 90 67754

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™